

Si les fantasmes persistent, utilisez des préservatifs = if fantasies go on, use condoms : Europride 2013, 10 au 20 juillet, Marseille, France : le santé, parlons-en, prenez soin de vous! / ENIPSE, Équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises, Phicogis.

Contributors

Équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises
Phicogis Europe

Publication/Creation

2013.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bymhanzh>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ENIPSE - INTERVENTIONS PRÉVENTION SANTÉ
Partenaire de la Vie Gay • www.enipse.fr

EQUIPE NATIONALE
D'INTERVENTION EN PREVENTION
ET SANTE POUR LES ENTREPRISES

EN!PSE

Le SNEG Prévention
change d'identité et devient :

La Santé, parlons-en.
Prenez soin de vous !


www.phicogis.europa.fr

Phicogis

PARTENAIRE DE VOS ACTIONS DE PREVENTION

MARSEILLE - FRANCE

10 AU 20 JUILLET
-EUROPRIDE 2013-



Si les fantasmes persistent, utilisez des préservatifs
If fantasies go on, use Condoms



Préservatif masculin lubrifié à usage unique -
conforme à la norme (NF EN ISO 4074)
latex de caoutchouc naturel - couleur naturelle - surface lisse - avec réservoir
Largeur nominale : 52 mm

1 préservatif fin Jacket

CE
0197

FRENCH (FR)

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Mode d'emploi

1 - Ouvrir l'emballage à la main. Ne pas utiliser d'objets tranchants : ciseaux, couteau. Attention à ne pas abîmer le préservatif avec les ongles. 2 - Appliquer le préservatif sur le gland découvert en pinçant le réservoir au bout du préservatif pour en chasser l'air. 3 - Dérouler le préservatif jusqu'à la base du sexe en érection. 4 - Dès la fin du rapport (éjaculation) et avant la fin de l'érection, se retirer en maintenant le préservatif à sa base. 5 - Jeter le préservatif usagé à la poubelle après l'avoir noué. Ne jamais réutiliser le préservatif. Pour chaque rapport, utiliser un nouveau préservatif.

Conseils d'utilisation

Le préservatif doit être placé sur la pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire afin d'aider à prévenir toute infection sexuellement transmissible et la grossesse. Afin de réduire les risques de rupture du préservatif, l'utilisation du gel est recommandée ; éviter l'utilisation de corps gras ou huile pour bébé qui provoquent une dégradation du latex. N'utiliser que des gels à base d'eau. Consulter un médecin ou un pharmacien en ce qui concerne la compatibilité des préservatifs prescrits avec les remèdes vendus librement et destinés à être appliqués dans le vagin ou sur le pénis.

ENGLISH (GB)

Store in a cool dry place, out of direct sunlight.

Instructions

1 - Open the packet by hand. Do not use sharp objects: scissors, knives, etc. take care not to damage the preservative with your fingernails. 2 - Apply the preservative on the uncovered glans, squeezing the reservoir of the preservative to drive out the air. 3 - Unroll the preservative to the bottom of the erect penis. 4 - Immediately after intercourse (ejaculation) and before the end of erection, withdraw, holding the preservative at its base. 5 - Dispose of the worn preservative in the bin after tying a knot in it. Never reuse the preservative. Each time you have intercourse use a new preservative.

Recommendations

The preservative must be placed on the erect penis before any contact between the penis and the partner's body to help prevent any sexually transmissible diseases or pregnancy. To reduce the risks of bursting the preservative, the use of gel is recommended; avoid using oily lubricants such as petroleum jelly and baby oil which damage the latex. Only use water based gels. Consult a doctor or chemist concerning the compatibility of prescribed preservatives with over-the-counter drugs intended to be applied in the vagina or in the penis.

GERMAN (D)

An einem kühlen und trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Gebrauchsanweisung

1 - Die Hülle mit den Fingern öffnen. Keine scharfen Gegenstände wie Schere, Messer, usw. hierzu verwenden. Achtung: das Kondom nicht mit den Fingernägeln beschädigen. 2 - Das Kondom auf die Eichel aufsetzen und mit den Fingern das Reservoir zusammendrücken, damit dort kein Luftpolster entsteht. 3 - Das Kondom vollständig über den steifen Penis (bis zum Penisansatz) abrollen. 4 - Sofort nach dem Geschlechtsverkehr (Samenerguß) und vor dem Erschaffen des Penis das Kondom vorsichtig abziehen - dabei am Ansatz festhalten. 5 - Das gebrauchte Kondom zuknoten und in den Abfallimer werfen. Ein Kondom immer nur 1 Mal benutzen - niemals ein neues Kondom wiederverwenden. Für erneuten Geschlechtsverkehr ein neues Kondom benutzen.

HINWEISE ZUR BENUTZUNG

Das Kondom vollständig über den steifen Penis abzurollen, bevor es zum Geschlechtsverkehr mit Ihrem Partner kommt. Das Kondom schützt der Übertragung von Krankheitserregern oder einer Schwangerschaft. Um das Risiko eines Zerreißen des Kondoms zu minimieren, sollte zusätzlich das Gel verwendet werden. Benutzen Sie keine fetthaltigen Gleitmittel wie Gele auf Erdölbasis oder Babyöle, da hierdurch der Latex beschädigt wird. Benutzen Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Wenn im Bereich des Penis oder der Vagina zusätzlich rezeptfreie dieser Mittel mit den Kondomen.

Distribué par PHICOGIS EUROPE
67400 Illkirch - Tél. 03 88 36 40 03
email : phisel@phicogiseurpe.fr